# МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА

Инструкция по применению

### УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», государственное научное учреждение «Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси»

**АВТОРЫ:** канд. мед. наук, доц. Р. В. Хурса; канд. мед. наук, доц. И. Л. Месникова; канд. мед. наук, доц. Н. М. Еремина; канд. физ. наук М. В. Войтикова

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ — артериальная гипертензия

АД — артериальное давление

АДцел — целевое артериальное давление

ДД — диастолический дисфункциональный фенотип

Г — гармонический фенотип

ДАД — диастолическое артериальное давление

ВНС — вегетативная нервная система

ВСР — вариабельность сердечного ритма

ЗОЖ — здоровый образ жизни

СД — систолический дисфункциональный фенотип

СРПВ — скорость распространения пульсовой волны

ЭЗВД — эндотелийзависимая вазодилятация

КАСПАД — количественный анализ связей параметров АД

КЖ — качество жизни

ЛФК — лечебная физическая культура

ПАД — пульсовое артериальное давление

ПД — переходный диастоло-гармонический фенотип

ПС — переходный систоло-гармонический фенотип

САД — систолическое артериальное давление

а — угловой коэффициент регрессии («прессорный»)

Q — коэффициент-пересечение (показатель давления крови в области затухающей пульсовой волны),

ЭКГ — электрокардиография

Эхо-КГ — эхокардиография

СМАД — суточное мониторирование артериального давления

ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения гемодинамического фенотипа, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Инструкция предназначена для врачей-кардиологов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторных или стационарных условиях, для врачей функциональной диагностики, а также для специалистов, занимающихся исследованиями кровообращения в научных целях.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 1. Проведение специального скринингового обследования с целью выявления нарушений системы кровообращения (МКБ-X, рубрика Z13.6).
  - 2. Артериальная гипертензия.
- 3. Выявление анормальных показателей кровяного давления при отсутствии диагноза: повышенное артериальное давление (АД) при отсутствии диагноза гипертензии, неспецифическое низкое давление, наличие других симптомов и признаков, относящихся к системе кровообращения (МКБ-X, рубрика R03).

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Отсутствуют.

# ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

- 1. Приборы для бескровного измерения кровяного давления на плече аускультативным (по Н. С. Короткову) или осциллометрическим способом (медицинские тонометры механические, полуавтоматические, автоматические).
- 2. Персональный компьютер с программным обеспечением, позволяющим построить линейную регрессию (электронная таблица «Excel», иные статистические программы).

### ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Определение гемодинамического фенотипа осуществляется статистическим методом линейной регрессии параметров АД пациента по ряду его величин.

1. Производятся стандартные измерения АД на плече медицинским персоналом или самим пациентом в домашних условиях (после необходимого инструктажа о правилах измерения) в произвольные моменты времени или с заданной периодичностью вне зависимости от того, принимает ли пациент лекарственные средства. Измерения АД проводятся обычно 1–3 раза в день до получения оптимального количества величин для построения регрессии — 20–25 измерений. При низкой вариабельности АД (менее 10 мм рт. ст. в полученном ряду значений) возможно построение адекватной регрессии по более короткому ряду (6–7 измерений). Результаты каждого измерения отмечаются в дневнике наблюдения.

Оптимальный интервал времени, в течение которого должно быть получено необходимое количество величин АД, — 5–10 дней. По медицинским показаниям этот интервал может быть увеличен или сокращен.

- 2. Полученные при измерении параметры АД значения систолического артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД), а также пульсового артериального давления (ПАД), определяемого как разница САД и ДАД, из дневника наблюдения заносятся в электронную таблицу «Excel» на отдельный лист или в отдельный файл под фамилией пациента в виде одноименных столбцов (прил. 1) и используются для построения регрессии.
- 3. Путь получения регрессии в программе «Excel» стандартного программного обеспечения персональных компьютеров предполагает следующую последовательность действий. В меню «Данные» выбрать опцию «Анализ данных». В выплывающем окне «Инструменты анализа» выбрать опцию «Регрессия», подтвердить выбор (ОК).

В выплывающем окне регрессии ввести входные интервалы:

ряд величин САД — в окно «Входной интервал Y»,

ряд величин ПАД — в окно «Входной интервал X»,

Подтвердить (ОК). Итоги регрессии выводятся на отдельный лист, в указанный интервал или в отдельную книгу «Excel» (по желанию).

- 4. Оценить параметры качества полученной регрессии, приведенные в итогах: дисперсионный анализ (значимость F-критерия Фишера) и статистическая значимость коэффициентов (P), величина которых должна быть менее 0,05 (прил. 2). Если это требование не выполняется, для получения качественной регрессии следует увеличить число измерений АД.
- 5. Искомые коэффициенты, используемые для определения фенотипа, в итогах регрессии обозначены как «Y-пересечение» и «Переменная X1». В статистической модели кровообращения (прил. 3) они обозначены как коэффициенты Q (характеризует давление крови в области исчезающей пульсации) и a («прессорный» показатель) соответственно. По нахождению значения коэффициента a («Переменная X1») в обозначен-

ных границах и соответствующему ему соотношению давлений САД, ДАД и Q определяется гемодинамический фенотип (таблица).

Гемодинамические фенотипы и критерии их определения

Значения коэффициента	Соотношение давлений САД,	Гемодинамический фенотип
а	ДАД, $oldsymbol{\mathit{Q}}$	
1 < a < 2	Q < ДАД <САД	Дисфункциональный диастолический (ДД)
a = 1	Q = ДАД < САД	Пограничный диастоло-гармонический (ПД)
0 < a < 1	ДАД < Q < САД	Гармонический (Г)
0 < a < 0.5		«Миокардиально-недостаточный» подтип
		гармонического (МН)
a = 0	ДАД < Q = CAД	Пограничный систоло-гармонический (ПС)
-1 < a < 0	ДАД < CAД < Q	Дисфункциональный систолический (СД)

Примечание: a — угловой коэффициент регрессии («прессорный»); Q — пересечение (показатель давления крови в области затухающей пульсовой волны); САД — систолическое давление, ДАД — диастолическое давление.

# ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ошибки могут возникать при несоблюдении правил измерения АД, а также при недостаточном количестве величин АД для получения качественной регрессии.

Во избежание ошибок должны соблюдаться принятые правила измерения АД. При самостоятельных измерениях АД в домашних условиях обязателен инструктаж и обучение пациентов.

Оптимальное количество величин АД, получаемых в желаемом интервале времени, и оптимальные интервалы времени наблюдения изложены в разделе «Описание технологии использования метода».

В сомнительных случаях (некачественная регрессия, пограничные фенотипы) целесообразно повторить процедуру определения фенотипа с большим количеством величин АД.

Пример заполнения таблицы «Excel» для последующего построения регрессии

# Пациент Х.

САД	ДАД	ПАД
140	80	60
160	105	55
140	90	50
150	100	50
155	100	55
160	100	60
145	100	45

Вид распечатки результатов регрессии в программе «Excel».

# Пациент Х.

### вывод итогов

Регрессионная статистика			
Множественный			
R	0,5822418		
R-квадрат	0,3390056		
Нормированный			
R-квадрат	0,3169724		
Стандартная			
ошибка	5,5524041		
Наблюдения	32		

### Дисперсионный анализ

					Значи-
	df	SS	MS	F	мость F
Регрессия	1	474,3430079	474,3430	15,3861	0,000472
Остаток	30	924,8757421	30,82919		
Итого	31	1399,21875			

			t-	P-		
	Коэффи-	Стандартная	стати-	Значе-	Нижние	Верхние
	циенты	ошибка	стика	ние	95%	95%
				8,74923		
Ү-пересечение	93,612879	6,632807	14,11361	E-15	80,06687	107,158
Переменная Х 1	0,559366	0,142603	3,922520	0,00047	0,268130	0,85060

Примечание: полужирным шрифтом выделены показатели качества регрессии и коэффициенты.

### Справочное

Определение гемодинамического фенотипа путем количественного анализа связей параметров АД (КАСПАД) предполагает построение линейной регрессии по индивидуальному ряду величин АД пациента.

Линейная регрессия параметров АД в общем аналитическом виде выглядит уравнениями I порядка:

Полученные индивидуальные коэффициенты регрессии a и Q имеют определенный физический смысл:

- свободный член Q (пересечение) характеризует АД в области затухающей пульсации при  $\Pi$ АД = 0 и в определенной степени отражает уровень обмена веществ между кровью и тканями, поскольку кровоток приобретает непульсирующий характер в конечной части артериол;
- угловой коэффициент a («прессорный») в (1) отражает вклад ПАД, (барического эквивалента сердечного выброса) в формирование САД, и по его значению определяется гемодинамический фенотип;
- угловой коэффициент (a-1) в (2) является, соответственно, «депрессорным», поскольку отражает обратно направленное по отношению к «прессорному» коэффициенту a участие в продвижении крови «периферического сердца» (эластичность резистивных сосудов и работу скелетных мышц).

В виду наличия очевидной связи между САД и ДАД, опосредованной величиной ПАД (ПАД = САД – ДАД), для определения гемодинамического фенотипа достаточно регрессии САД по ПАД, представленной уравнением (1).

Гемодинамический фенотип характеризует индивидуальные особенности функционирования системы кровообращения как организованного процесса сердечно-сосудистого взаимодействия в продвижении крови в интервале времени наблюдения. При стабильном состоянии кровообращения фенотип достаточно постоянен, но может меняться при изменении условий существования, поскольку отражает гомеостаз и адаптацию: при естественном старении, при заболеваниях, под влиянием лечения и др. Как гармонический, так и дисфункциональные фенотипы существуют независимо от уровня измеряемого АД (нормотензия, АГ, гипотензия), а их распространенность в популяции зависит от возраста и состояния здоровья индивидуумов.

Гармонический фенотип ( $\Gamma$ ) означает, что участие сердца (пропульсивная работа левого желудочка) в обеспечение циркуляции крови составляет бо́льшую часть, а участие сосудов («периферии»), соответственно, меньшую, причем отрицательно направленную, т. к. (a-1) < 0.

Распространенность фенотипа Г среди практически здоровых молодых людей (до 30 лет) составляет 65 % и более, с возрастом убывает до 45 % и менее (среди пожилых и старых людей) за счет увеличения частоты диастолического дисфункционального и пограничного с ним типов.

Уменьшение «пресорного» коэффициента до 0 < a < 0,5 предполагает, что в кровообращении снижена роль миокардиальной составляющей при соответствующем возрастании роли периферической составляющей («миокардиально-недостаточный» подтип гармонического фенотипа). Среди здоровых людей тот подтип наиболее часто имеют лица, занимающиеся спортом (до 70 %).

Диастолический дисфункциональный фенотип (ДД) характеризуется чрезмерным возрастанием роли систолической составляющей в кровообращении при соответствующем снижении роли его диастолической (периферической, сосудистой) составляющей, на что указывает значение коэффициента a > 1.

Фенотип ДД является результатом адаптации к неблагоприятным условиям существования организма: продолжительная низкая физическая активность; повышенная жесткость сосудов, в т. ч. при атеросклерозе, при старении; психоэмоциональные перегрузки; формирование вегетативного дисбаланса с преобладанием влияний симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и повышении степени централизации управления сердечным ритмом; увеличение объема левого желудочка сердца при заболеваниях (например, АГ, клапанные пороки сердца и др.).

Фенотип ДД у нормотензивных молодых людей сопряжен с повышенной жесткостью сосудов — увеличенной скоростью распространения пульсовой волны (СРПВ) и большей распространенностью нарушений эндотелий-зависимой вазодилятации (ЭЗВД) по сравнению с фенотипом  $\Gamma$  (у 65 % и 30,7 % соответственно, р < 0,05). У нормотензивных людей при длительном сохранении фенотипа ДД повышена вероятность развития А $\Gamma$  в будущем. Регулярная физическая активность и занятия физкультурой позволяют изменить этот фенотип на гармонический при условии отсутствия органических причин данного фенотипа.

Пациенты с АГ фенотипа ДД статистически значимо (p < 0,05) отличаются от пациентов с фенотипом  $\Gamma$ :

- более высокой степенью АГ;
- более редким достижением целевого АД (АДцел) при медикаментозном лечении независимо от используемых основных групп антигипертенизивных средств и их количества: у 22–45 % пациентов (в зависимости

от клинической ситуации и медикаментозного лечения), при Г-типе — у 40–75 % пациентов;

- более низким качеством жизни (КЖ), особенно в физической его составляющей, а при недостижении АДцел и по другим составляющим КЖ;
- при недостигнутом АДцел у пациентов с АГ этого фенотипа интенсификация медикаментозного лечения не увеличивает вероятность достижения АДцел, но достоверно снижает КЖ, в первую очередь, в физической сфере. Кроме того, интенсивное медикаментозное лечение пациентов с фенотипом ДД может приводить к чрезмерному снижению давления Q до 50 мм. рт. ст. и менее, что сопряжено с повышенным риском острых гипотензивных эпизодов.

Исходя из вышеизложенного, пациенты с АГ фенотипа ДД изначально нуждаются в комплексном амбулаторном лечении, включающем не только рекомендованные антигипертензивные средства, но и немедикаментозные способы — ЛФК, физиотерапевтические и психотерапевтические методы и др., а также адъювантные лекарственные средства, влияющие на сосудистую жесткость, на психоэмоциональное состояние и др.

Систолический дисфункциональный фенотип (СД) определяет область диаметрально противоположной фенотипу ДД дисфункциональной гемодинамики, выражающейся в чрезмерном возрастании роли «периферического сердца» при снижении роли миокарда левого желудочка, на что указывают значения коэффициента a < 0. Фенотип СД изучен недостаточно из-за редкости его в популяции (1–3%), особенно у лиц старшего возраста и при АГ. У практически здоровых молодых людей отличается от фенотипа  $\Gamma$  значительным снижением жесткости артерий, умеренно повышенным общим периферическим сопротивлением (ОПСС). При АГ отмечается редко (до 1%), исследован недостаточно. Не исключена повышенная вероятность сосудистых спазмов и склонность к тромбообразованию (по данным единичных наблюдений).

Пограничные состояния между гармоническим фенотипом и одним из дисфункциональных (пограничный с диастолическим — ПД или с систолическим — ПС) отражают период переходного состояния и обычно существуют кратковременно, но могут быть и результатом индивидуально недостаточного количества измерений АД.

Все фенотипы имеют адаптационный характер, и обычно достаточно стабильны на протяжении длительного периода. В случае изменения фенотипа необходим врачебный анализ, по показаниям — использование дополнительных лабораторно-инструментальных методов диагностики, планирование методов профилактики и/или коррекция лечения пациента. Например, изменение фенотипа ДД на Г при АГ может быть псевдонормализацией, требующей медицинского уточнения причины ослабления

роли миокарда в продвижении крови, а может быть положительным результатом «активизации» периферического звена за счет адекватного лечения или изменения образа жизни.

Рекомендации по наблюдению лиц с нормальным АД и пациентов с  $A\Gamma$  в зависимости от фенотипа в условиях первичной медицинской помощи изложены в табл. 1 и 2 приложения 3.

# Фенотипы у лиц с нормальным АД и рекомендации по амбулаторному наблюдению

Фенотип	Параметры фенотипа, клиническая интерпретация	Рекомендации по наблюдению
Γ	0 < a < 1, соотношение давлений: ДАД $< Q < САД$ .	Диспансерное динамическое наблюдение по группе
(гармониче-	Оптимум нормы: $0.5 \le a < 1$ .	ДІ-ДІІ.
ский)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
,	в среднем — 90,2 (95 % ДИ 88,8–91,6 мм рт. ст.).	При подтипе МН: КАСПАД — 1 раз в год; по показани-
		-
		При скрытой АГ — проведение диагностики для под-
	точный подтип (МН).	тверждения/исключения АГ согласно клиническому
	Норма величины $Q$ при подтипе МН — 110–125 мм рт. ст.	протоколу
ДД (диасто-	1 < a < 2, соотношение давлений: $Q < ДАД < САД$ .	Диспансерное динамическое наблюдение по группе ДІІ.
лический	Величина $Q$ меньше 80 мм рт. ст., в среднем — 61,9 (95 %	КАСПАД — 2 раза в год, контроль ЭКГ.
дисфункцио-	ДИ 59,3-64,5) мм рт. ст.	Эхо-КГ, исследование СРПВ и ЭЗВД, анализ ВСР — по
нальный)	При $Q > 80$ мм рт. ст. — скрытая АГ дисфункционального	показаниям.
	диастолического типа	ЗОЖ. Увеличение физической активности — занятия
		физкультурой 2-3 раза в нед. по 30-45 мин. Обучение
		активному расслаблению (релаксационные методики).
		При скрытой АГ — проведение диагностики для под-
		тверждения /исключения АГ по протоколу
СД (систоли-	-1 < a < 0, соотношение давлений $-ДАД < CAД < Q$ .	Диспансерное динамическое наблюдение по группе ДІІ;
ческий дис-	Величина $Q$ больше 100 мм рт. ст., в среднем — 123,9	КАСПАД — 2 раза в год, контроль ЭКГ.
функцио-	(95 % ДИ 115,9–131,9) мм рт. ст.	Эхо-КГ, исследование СРПВ и ЭЗВД, анализ ВСР, коа-
нальный)	При $Q > 130$ мм рт. ст. — скрытая АГ дисфункционального	гулограмма — по показаниям. ЗОЖ с адекватной физи-
	систолического типа	ческой активностью. Обучение активному расслабле-
		нию (релаксационные методики).
		При скрытой АГ — проведение диагностики для под-
П	11	тверждения /исключения АГ по протоколу
*	Не имеют самостоятельного значения, существуют недол-	Повторить определение фенотипа с увеличенным коли-
_	го. Могут быть «ложными» при индивидуально недоста-	чеством величин АД.
ПД, ПС	точном количестве измерений АД	

# Фенотипы у лиц с АГ и рекомендации по наблюдению в амбулаторных условиях

Фенотип	Параметры фенотипа	Рекомендации по наблюдению
Γ	0 < a < 1, соотношение давлений:	Диспансерное динамическое наблюдение (по группе ДІІІ) и лечение АГ со-
(гармониче-	ДАД < Q < САД.	гласно клиническому протоколу, дополнительно КАСПАД — 1 раз в год.
ский)	Величина $Q$ — более 100 мм рт. ст.	При недостигнутом целевом АД (АДцел) путем использования комплекса
	при $0.5 \le a < 1$ , или более 110 мм	лекарственных средств обязательно укрепление физической составляющей
	рт. ст. при $0 < a < 0,5$	здоровья (увеличение повседневной физической активности, ЛФК); иссле-
		дование КЖ и консультация психотерапевта для обучения активному рас-
		слаблению, улучшения субъективной оценки состояния здоровья
ДД (диастоли-	1 < a < 2, соотношение давлений:	Диспансерное динамическое наблюдение (по группе ДІІІ) и лечение АГ со-
ческий дис-	Q < ДАД < САД.	гласно клиническому протоколу, дополнительно КАСПАД — 2 раза в год,
функциональ-	Величина $Q$ — больше 80 мм рт. ст.	
ный)		нированные лекарственные средства; обязательно ЛФК и увеличение повсе-
		дневной физической активности; обучение релаксационным методикам.
		При недостигнутом АДцел — исследование КЖ и консультация психотера-
		певта для обучения активному расслаблению, улучшения субъективной
		оценки состояния здоровья; назначение адъювантных средств, влияющих на
		сосудистую жесткость, на психоэмоциональное состояние и др.
СД (систоличе-	-1 < a < 0, соотношение давлений –	Диспансерное динамическое наблюдение (по группе ДІІІ) и лечение АГ со-
ский дисфунк-	ДАД $<$ САД $<$ $Q$ , Величина $Q$ —	гласно клиническому протоколу, КАСПАД — 2 раза в год, по показаниям —
циональный)	больше 130 мм рт. ст.	чаще. Эхо-КГ — 1 раз в год; исследование СРПВ и ЭЗВД, коагулограмма —
		однократно, в дальнейшем — по показаниям. ЗОЖ; обучение релаксацион-
		ным методикам
Пограничные	Не имеют самостоятельного значе-	Повторить определение фенотипа с увеличенным количеством величин АД
фенотипы —	ния, могут быть «ложными» — при	
ПД, ПС	индивидуально недостаточном ко-	
	личестве измерений АД	

Подписано в печать 20.03.19. Формат 60×84/16. Бумага писчая «Снегурочка». Ризография. Гарнитура «Тітеs». Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,51. Тираж 99 экз. Заказ \_\_\_\_\_\_.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/187 от 18.02.2014. Ул. Ленинградская, 6, 220006, Минск.

